


エンドトキシン 除去キット&関連製品情報 一覧

1. エンドトキシン除去キット/樹脂 (価格につきましてはお問合せください。)

EndoTrap [®] HD エンドトラップ・エイチディー			
製品名	製品番号	製品内容	
EndoTrap [®] HD 5/1  ※製品イメージ	LET0010	1 mLカラム 5本 5×平衡化バッファー 125 mL 5×再生バッファー 125 mL 5×保存バッファー 125 mL	
EndoTrap [®] HD 5  ※製品イメージ	LET0023	5 mL 樹脂 (50%スラリー in 保存バッファー)	
EndoTrap [®] HD 10  ※製品イメージ	LET0011	10 mL 樹脂 (50%スラリー in 保存バッファー)	
EndoTrap [®] HD 50  ※製品イメージ	LET0012	50 mL 樹脂 (50%スラリー in 保存バッファー)	
EndoTrap [®] HD 250  ※製品イメージ	LET0013	250 mL 樹脂 (50%スラリー in 保存バッファー)	
EndoTrap [®] HD バッファーキット  ※製品イメージ	LET0031	5×平衡化バッファー 125 mL 5×再生バッファー 125 mL 5×保存バッファー 125 mL (各々 625 mLのバッファーに相当)	

EndoTrap[®]樹脂[®]の漏出管理キット (EndoTrap[®] HD用)






製品名	製品番号	製品内容	
EndoTrap [®] HD Leakage ELISA エンドトラップ・エイチディー リークエージ エライザ  ※製品イメージ	LET0014	96ウェルマイクロタイタープレート 1枚 (12x8 ウェルストリップ; 抗EndoTrap抗体コート済) POD結合抗体 1本 エンドトキシン標準品 1本 ABTS基質溶液 20 mL × 1本	

EndoTrap[®] red エンドトラップ・レッド





製品名	製品番号	製品内容	
EndoTrap [®] red 5/1  ※製品イメージ	LET0002	1 mL カラム 5本 5×平衡化バッファー 125 mL 5×再生バッファー 125 mL	
EndoTrap [®] red 5  ※製品イメージ	LET0033	5 mL 樹脂 (50%スラリー in 再生バッファー)	
EndoTrap [®] red 10  ※製品イメージ	LET0003	10 mL 樹脂 (50%スラリー in 再生バッファー)	
EndoTrap [®] red 50  ※製品イメージ	LET0004	50 mL 樹脂 (50%スラリー in 再生バッファー)	
EndoTrap [®] red バッファーキット  ※製品イメージ	LET0032	5×平衡化バッファー 125 mL 5×再生バッファー 125 mL (各々 625 mLのバッファーに相当)	

2. エンドトキシンプリー試薬（価格につきましてはお問合せください。）

製品名		製品番号	製品内容	
EndoGrade [®] Ovalbumin, 25 mg  ※製品イメージ		LET0027	25 mg 凍結乾燥 純度 >98% エンドトキシンレベル <0.1 EU/mg	
EndoGrade [®] Ovalbumin, 100 mg 		LET0028	100 mg 凍結乾燥 純度 >98% エンドトキシンレベル <0.1 EU/mg	
EndoGrade [®] Ovalbumin, 1000 mg 		LET0029	1000 mg 凍結乾燥 純度 >98% エンドトキシンレベル <0.1 EU/mg	

3. エンドトキシンプリー アクセサリー（価格につきましてはお問合せください。）

製品名		製品番号	製品内容	
EndoGrade [®] Water, 100 ml x 30 本 		LET0024	超純水 標品調製、試料希釈、試薬調製用 100 mL × 30本 <0.001 EU/mL	
EndoGrade [®] ガラス試験管 		LET0021	112本入り 容量 5 mL、高さ 50 mm ほうけい酸ガラス製、 アルミニウムスクリーキャップ付き エンドトキシンレベル <0.005 EU/mL 再生利用可能	

お問い合わせは最寄りの弊社製品取扱店または直接弊社へ下さるようお願い申し上げます。

解説論文「エンドキシン試験法」(紙媒体)を用意しております。
ご希望の方は、(株)J.K.インターナショナルまでご請求下さい。

E-mail: info@jki.co.jp



株式会社J.K.インターナショナル
TEL 03-6661-6132 FAX 03-6661-1091
E-mail: info@jki.co.jp
URL: <http://www.jki.co.jp>